



[参考資料] バイオワルツトップ水性 VATON トップクリヤー
抗菌試験結果写真

OS-20-038155-3
JIS Z 2801 耐水処理[区分1]
(黄色ぶどう球菌、24時間培養後)




無加工品




バイオワルツトップ 水性VATONトップクリヤー

OS-20-038155-3
JIS Z 2801 耐光処理[区分1]
(黄色ぶどう球菌、24時間培養後)



無加工品




バイオワルツトップ 水性VATONトップクリヤー

OS-20-038155-3
JIS Z 2801 耐水処理[区分1]
(大腸菌、24時間培養後)




無加工品




バイオワルツトップ 水性VATONトップクリヤー

OS-20-038155-3
JIS Z 2801 耐光処理[区分1]
(大腸菌、24時間培養後)



無加工品



バイオワルツトップ 水性VATONトップクリヤー